

Versandinformation – Probeentnahmegefäße Trinkwasser

1. Verpackungseinheiten (Kartons)

Die Probeentnahmegefäße werden in stabilen Kartons verpackt.
Die Abmessungen der Kartons betragen:

- **Länge:** 49 cm
- **Breite:** 33 cm
- **Höhe:** 24 cm

Für jede Wasserversorgungsanlage werden **vier (4) Kartons** benötigt.

2. Gewichte

- **Leergewicht pro Karton:** ca. 5 kg (unbefüllt)
 - **Gesamtgewicht pro Karton:** ca. 8 kg (befüllt)
 - **Zusätzliches Material (Unterlagen, Messgeräte etc.):** ca. 10 kg
-

3. Behandlung und Transport der Proben

- **Kühlung:**
Die Proben sind **durchgängig gekühlt** von der Plattform bis zum Labor zu transportieren.
In jedem Karton befinden sich **Kühlakkus**, die **unmittelbar nach Eintreffen auf der Plattform** in ein **Tiefkühlfach** zu legen sind. Diese müssen bis zur Abreise vollständig durchgefroren sein.
-

4. Transportzeitraum:

Die entnommenen **Trinkwasserproben** sind **innerhalb von 24 Stunden nach der Entnahme** im Labor abzugeben.

